

AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL CON SECADO FSF-50HD FAITHFUL

Ficha Técnica



Descripción

Esterilizador (autoclave) de presión vertical ensamblado con un sistema de calefacción controlado por microprocesador, un sistema de protección contra sobrecalentamiento y sobrepresión, que son confiables para los efectos de esterilización, operación conveniente y conservación de energía. Son equipos ideales para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, telas, vidrios, cultivos, medios, etc.

Características

- Estructura en acero inoxidable
- Controlador digital, pantalla LCD
- Descarga de aire frío y de vapor automáticamente
- Equipado con un controlador de presión / temperatura, el rango de ajuste de presión es de 0.07 a 0.22MPa (que corresponde a una temperatura de vapor saturada de 115 a 134 ° C).
- Equipado con un temporizador para controlar automáticamente el tiempo de esterilización.
- Equipada con una válvula de seguridad, la válvula de alivio libera automáticamente la presión cuando la presión de esterilización excede el valor máximo permitido.
- Cuando el nivel de agua es más bajo que la línea de nivel de agua especificada, el esterilizador corta automáticamente la potencia de calefacción y se activa la alarma de bajo nivel de agua.
- Protección por sobre temperatura, sobre presión, falta de agua, falla de energía, la puerta se bloquea cuando la presión es inferior a 0.027MPa, con la función de bloqueo de puerta.
- Función de secado (Opcional)

AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL CON SECADO FSF-50HD FAITHFUL

Especificaciones:

Modelo	LS-35HD	LS-50HD	LS-75HD	LS-100HD
Volumen de la cámara	35L (φ318 × 450) mm	50L (φ340 × 550) mm	75L (φ400 × 600) mm	100L (φ440 × 650) mm
Presión laboral	0.22MPa			
Temperatura de trabajo	134 °C			
Presión máxima de trabajo	0.23 Mpa			
Promedio de calor	≤ ± 1 °C			
Minutero	0 ~ 99min o 0 ~ 99hour59min			
Ajuste de temperatura	105 ~ 134 °C			
Poder	2.5Kw / AC220V.50Hz	3Kw / AC220V.50Hz	4.5Kw / AC220V.50Hz	
Dimensión global	450 × 450 × 1010 (mm)	510 × 470 × 1130 (mm)	560 × 560 × 1120 (mm)	540 × 560 × 1250 (mm)
Dimensión de transporte	570 × 550 × 1150 (mm)	590 × 590 × 1280 (mm)	650 × 630 × 1280 (mm)	680 × 630 × 1370 (mm)
G.W / N.W	72Kg / 56Kg	88Kg / 68Kg	100 Kg / 80 Kg	110Kg / 85Kg