

AUTOCLAVE VERTICAL PORTÁTIL FSF-18LD **FAITHFUL**

Ficha Técnica



Descripción:

Equipo para esterilización de materiales, instrumentos y residuos biológicos. Los autoclaves FSF-LD tienen un diseño compacto, con estructura elaborada de acero inoxidable para una mejor retención de calor y mayor duración.

- Cuentan con puerta de ajuste hermético que permite controlar de manera adecuada la presión interna.
- Válvulas incorporadas que permiten regular la presión interna para un correcto ciclo de esterilización.
- Posee un manómetro analógico de doble escala que permite visualizar la temperatura y presión.
- Fácil de operar y seguro.

AUTOCLAVE VERTICAL PORTÁTIL FSF-18LD **FAITHFUL**

Especificaciones:

Modelo	FSF-18LD
Capacidad	18L (\varnothing 280x260mm)
Presión de trabajo	0.14-0.16 MPa
Temperatura de trabajo	126oC
Energía	AC22V, 50Hz / 2KW
Tamaño de empaque	410x410x520mm
Máxima presión segura	0.165 MPa
Presición de temperatura	\pm 0.1oC
Peso	16 Kg