

AUTOCLAVE VERTICAL PORTÁTIL FSF-24LM **FAITHFUL**

Ficha Técnica



Descripción:

- Equipo para esterilización de materiales, instrumentos y residuos biológicos.
- Las autoclaves FSF-LM tienen un diseño compacto, con estructura de acero inoxidable para una mejor retención de calor y mayor vida útil del equipo.
- Cuentan con puerta de ajuste hermético que permite controlar de manera adecuada la presión interna.
- Pueden operar mediante calentamiento eléctrico o calentamiento por gas.
- Están equipadas con válvulas incorporadas que permiten regular la presión interna para un correcto ciclo de esterilización.
- Poseen un manómetro analógico de doble escala que permite visualizar la temperatura y la presión.
- Fáciles de operar y seguras.

AUTOCLAVE VERTICAL PORTÁTIL FSF-24LM **FAITHFUL**

Especificaciones:

Modelo	FSF-24LM
Capacidad	24 L (\varnothing 280×390mm)
Presión de trabajo	0.14-0.16 MPa
Temperatura de trabajo	126°C
Energía	AC22V, 50Hz / 2KW
Tamaño de empaque	410x410x550mm
Certificación	CE
Peso	15 Kg