

CENTRÍFUGA ANÁLOGA DE 6 TUBOS 800D BOECO

Ficha Técnica



Descripción

La centrifuga modelo 800D Boeco es un equipo compacto de peso ligero y bajo ruido, ideal para laboratorios e instituciones de salud. Fabricada con materiales altamente resistentes, es además de fácil manejo, lo que ayuda a reducir el tiempo de trabajo.

Especificaciones

Máxima Velocidad	4000 r/min
Capacidad	6 tubos x 20ml
Rango de tiempo	0 – 30min
Dimensión aprox	270x230mm
Potencia consumo	25W
Fuente de voltaje	220V
Peso neto	3.5KG

Características

- Estructura de plástico en polietileno
- Tapa de goma gruesa
- Control de velocidad
- Control de tiempo (temporizador)
- Motor eléctrico de alto rendimiento