

CENTRÍFUGA DIGITAL 12 TUBOS FTD4C FAITHFUL



Descripción

La centrífuga digital FTD4C cuenta con un rotor angular de 12 tubos de libre mantenimiento (sin escobillas). Con panel de control digital para programar la velocidad y controlar el tiempo de centrifugado. Además tiene un botón de STOP para frenar el proceso de centrifugado en caso de emergencia. Su tamaño y peso ligero lo hacen portátil y de fácil manejo.

Aplicaciones

Utilizada en universidades, centros de investigación, centros de salud, laboratorios clínicos, laboratorios de muestras, entre otros.

Especificaciones

Modelo: FTD4C

Velocidad: 0 a 4000rpm (regulable)

Max RCF: 2350 x g

Capacidad Máxima: 12 tubos x 15ml

Temporizador: 0 a 99 minutos (regulable)

Material de estructura: Plástico reforzado altamente resistente

Nivel de ruido: Menor a 55dB

Dimensiones: 270x 305 x 210mm (largo x profundidad x altura)

Peso: 10.0kg

Energía: 220V 50/60Hz

Potencia: 250W