

CONO DE SEDIMENTACIÓN VITLAB™

Ficha Técnica



VITLAB 

ESPECIFICACIONES

Marca:

VITLAB™ 75991

Volumen (métrico):

1000 ml

Material:

SAN

Peso :

0.80000kg

DESCRIPCIÓN

Fabricado conforme a DIN 12 672. El cono de sedimentación VITLAB™ se utiliza para determinar la materia suspendida en líquidos.

CARACTERÍSTICAS

- Transparente
- Graduado con escala ascendente
- El acoplamiento roscado se puede extraer, permitiendo un drenaje sencillo
- Las graduaciones moldeadas de forma permanente proporcionan una medición exacta de las mezclas
- El retrolavado se lleva a cabo con facilidad