

## HORNO DE SECADO/ESTERILIZADOR **GX-BE FAITHFUL**

### Ficha Técnica



### Descripción:

Cuenta con circulación de aire horizontal por doble ducto de aire, alta eficiencia y uniformidad. Controlador PID con funciones de protección por sobrecalentamiento. Además cuenta con un interruptor para los ventiladores, pantalla LED, motor a altas temperaturas y mango anti-calor.

Cuenta con un controlador de temperatura LCD, SSR para hacerlo más seguro. 4 engranajes y 3 ventiladores de velocidad, ajustables para diferentes requisitos. Sistema de protección por sobrecalentamiento. Limitador de temperatura independiente.

Modelo	GX-30BE	GX-45BE	GX-85BE	GX-125BE
Modo de ciclo	Convección forzada			
Rango de temperatura	10-300°C			
Resolución de temperatura	0.1°C			
Precisión de temperatura	±1°C			
Uniformidad de temperatura	±2.5°C			

# HORNO DE SECADO/ESTERILIZADOR **GX-BE FAITHFUL**

## Ficha Técnica

Modelo	GX-30BE	GX-45BE	GX-85BE	GX-125BE
Cámara interna	Acero inoxidable			
Cubierta externa	exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío			
Capa de aislamiento	Panel de conservación de calor de silicato			
Calentador	Calentador de acero inoxidable			
Consumo eléctrico	0.8 kW	1.2 kW	2.0 kW	2.3 kW
Hueco de escape	Ø28mm			
Control de temperatura	PID inteligente de dos secciones de temperatura			
Pantalla de temperatura	LCD			
Temporizador	0-9999min (con función de espera)			
Función de operación	Operación a temperatura fijada, función de temporizador, auto stop			
Funciones adicionales	Limitador de temperatura mecánico independiente, 3 niveles de velocidad de ventilación, corrección de desviación de sensor, autoajuste de sobrecalentamiento, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetro al apagar.			
Sensor	Pt100			
Dimensiones internas (WxHxL)	310x310x310mm	350x350x350mm	450x420x450mm	500x450x550mm
Dimensiones externas (WxHxL)	460x510x695mm	500x550x735mm	590x610x830mm	636x680x915mm
Capacidad	30L	45L	85L	125L
Número de estantes	6	7	9	13
Carga por estante	15kg			
Espacio de estante	35mm			
Consumo eléctrico	AC220V/3.6A	AC220V/5.5A	AC220V/9.0A	AC220V/10.5A
Peso	33kg	37kg	50kg	60kg
Marca	Faithful			
Procedencia	China			

**GX-45BE**



**GX-30BE**

