

## REACTIVOS DPD PARA CLORO LIBRE (10ml) X 1000

HACH



### Descripción

Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre. Rango de 0,02 a 2,00 mg/L de Cl<sub>2</sub>. Para muestras de 10 mL.

### Detalles del producto:

Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo  
 Tamaño de muestra de 10 mL  
 Rango de 0,02 a 2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>  
 Sin ácido bórico

### Especificaciones

- **Condiciones de almacenamiento:** 10 - 25 °C
- **Conforme a EPA:** Sí
- **Método:** DPD
- **Número del método:** 8021
- **Número de tests:** 1000
- **Parámetro:** Cloro libre, dióxido de cloro
- **Plataforma:** Powder Pillows
- **Rango de medición:** 0.02 - 2.00 mg/L Cl<sub>2</sub>
- **Tamaño de muestra:** 10 mL